



PHOTO-DYNAMIQ®

R/IR/UV LLLT

ЛАЗЕР С ПУЛЬСИРУЮЩИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ



ТОЧНО В ЦЕЛЬ – ПРОБЛЕМУ КОЖИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

АППАРАТ С 4 ГОЛОВКАМИ И 28 ПРОГРАММАМИ
дает возможность достичь быстрых и заметных терапевтических
эффектов для широкого спектра проблем кожи женщин
и мужчин в многочисленных процедурах

PHOTO-DYNAMIQ® LASER



PHOTO-DYNAMIQ® LLLT LASER R/IR/UV*

PHOTO-DYNAMIQ® LLLT Laser
4 ЛАЗЕРЫ & ПУЛЬСИРУЮЩЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
R 650nm + IR 850nm + IR 808nm + UV 420nm

АППАРАТ С 4 ГОЛОВКАМИ И 28 ПРОГРАММАМИ дает возможность достичь быстрых и заметных терапевтических эффектов для широкого спектра проблем кожи женщин и мужчин в многочисленных процедурах

❖ ДИАПАЗОН ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР С ЛАЗЕРОМ PHOTO-DYNAMIQ®

Это одновременное терапевтическое воздействие низкоэнергетического ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, а также пульсирующего МАГНИТНОГО ПОЛЯ в сочетании с ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ PDT с уникальными светочувствительными био-хромофорами и активными компонентами, направленными на проблемы кожи лица и тела. Синергия технологии позволяет достичь ожидаемых, мгновенных результатов процедуры и долговременных эффектов биостимуляции – неинвазивно, комфортно и без боли.

1. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ PDT

благодаря одновременному воздействию ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ с определенной длиной волны и БИО-ХРОМОФОРОВ – оптимально подобранная композиция АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ вводится непосредственно в место проблемы, обеспечивая терапевтический эффект. Магнитное поле интенсифицирует данный процесс.

2. МАГНИТО-ФОТОТЕРАПИЯ

Терапия светом ЛАЗЕРА и МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ – это безопасная и неинвазивная интенсификация метаболических процессов в клетках. Повышается синтез коллагена и эластина в коже, улучшается крово- и лимфообращение. Стимулируются также натуральные иммунные процессы в коже. Магнитное поле интенсифицирует эффекты и, одновременно, оказывает очень сильное биостимулирующее действие.

3. КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕРАПИИ

благодаря одновременному воздействию ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ с определенной длиной волны и БИО-ХРОМОФОРОВ – оптимально подобранная композиция АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ вводится непосредственно в место проблемы, обеспечивая терапевтический эффект. Магнитное поле интенсифицирует данный процесс.

❖ СПЕКТАКУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Одновременное использование разнообразных методов и технологий обеспечивает нижеследующие результаты:

- ◆ омоложение, уменьшение морщин, регенерация
- ◆ неоперационный лифтинг кожи, улучшение упругости и овала лица
- ◆ улучшение увлажнения, ревитализация
- ◆ уменьшение признаков фотостарения и пигментных пятен
- ◆ кожа с куперозом, уменьшение красноты разного происхождения
- ◆ уменьшение симптомов себореи, розаcea, акне молодежи и взрослых
- ◆ уменьшение растяжек, избытка жировой ткани и целлюлита
- ◆ особые проблемы кожи: лечение облысения, «диабетическая стопа», приобретенный альбинизм, замедление роста волос



❖ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ САЛОНА И КАБИНЕТА

- ◎ Инновационная, целенаправленная технология PDT и магнито-фототерапия – точная синергия действия низкоэнергетического лазера, магнитного поля, био-хромофоров и активных компонентов, обеспечивающая спектакулярные результаты
- ◎ Эффективность и удовольствие - мгновенные эффекты, заметные сразу после первой процедуры, а также долговременные результаты
- ◎ Неинвазивные процедуры - БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ, БЕЗ БОЛИ, БЕЗ СТРЕССА
- ◎ Безопасность и комфорт – для пациента и салона, минимизация побочных эффектов (по сравнению с инвазивными методами)
- ◎ Очень широкий спектр процедур – повышает привлекательность салона
- ◎ Оптимальный для всех фототипов кожи
- ◎ Небольшой вес и размер аппарата благодаря использованию современной технологии источников света
- ◎ Интуитивное обслуживание и готовые программы для процедур
- ◎ Не требует специального сервисного обслуживания и дополнительных расходов на эксплуатацию – срок службы диодов 10 лет
- ◎ Быстрый возврат инвестиции – в течение 3-4 месяцев (1-2 пациента в день)



PHOTO-DYNAMIQ® LLLT LASER R/IR/UV*

доступный с 2, 3 или 4 головками

- ◎ ЛАЗЕР 650nm (красный R - Red)
- ◎ ЛАЗЕР 850nm (инфракрасный IR IR - InfraRed)
- ◎ ЛАЗЕР 808nm (инфракрасный IR IR - InfraRed)
- ◎ ЛАЗЕР 420nm (синий UV - Blue Light)
- ◎ ПУЛЬСИРУЮЩЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 10mT
- ◎ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ PDT с био-хромофорами и совершенными активными компонентами
- ◎ Класс безопасности лазеров: 3R
- ◎ Лазерные защитные очки с сертификатом CE
- ◎ Защитные пленки для глаз с сертификатом CE
- ◎ Специальная система знаков для кабинета
- ◎ Одноразовые защитные пленки для головок

❖ ДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Каждая из 4 головок аппарата PHOTO-DYNAMIQ® излучает лазерный свет с определенной длиной волны: R 650нм, IR 850нм, IR808нм и UV 420нм. Свет поглощается, характерными для данной длины волны, био-хромофорами, содержащимися в фотоактивных препаратах PDT. Благодаря вышеуказанному, энергия селективного лазерного света, с определенной длиной волны, максимально и точно поглощается на том участке кожи, на котором проводится процедура. Накопленная энергия, из био-хромофоров передается непосредственно к клеткам, результатом чего является интенсификация процессов метаболизма, регенерации и снабжения кислородом, а также максимизация усвоемости активных компонентов, содержащихся в препаратах PDT.

Низкоэнергетические лазеры (LLLT) не вызывают термического эффекта, не повреждают тканей.

Действие лазеров основано на процессе инициации биохимических реакций в клетках.

В аппарате использованы 4 длины лазерного излучения, характеризующиеся разной степенью проникновения вглубь кожи

- ◆ Синий свет 420нм оказывает сильное антибактериальное и расслабляющее действие на уровне эпидермиса.
- ◆ Красный свет 650нм проникает в дерму. Стимулирует фибробласты, результатом чего является повышение интенсивности синтеза коллагена, эластина, гликопротеин, а также глюкозамина. Оказывает противовоспалительное действие.
- ◆ Инфракрасный свет 850нм проникает в дерму и в более глубоко расположенные ткани. Стимулирует метаболизм клеток, а также крово- и лимфообращение.
- ◆ Инфракрасный свет 808нм проникает в дерму и селективно поглощается кератиновым белком в волосяных фолликулах. Предлагается прежде всего для замедления роста волос.

❖ ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Пульсирующее магнитное поле увеличивает терапевтический эффект в тканях – оказывает биостимулирующее действие, улучшает крово- и лимфообращение, в результате чего улучшается снабжение кислородом и питание кожи. Магнитное поле стимулирует фибробласти к синтезу коллагена и эластина, ускоряет процессы регенерации тканей, а также оказывает противовоспалительное действие и повышает усвоемость активных компонентов, содержащихся в препаратах.

**ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРНОГО ПОЛЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ АППАРАТА.**

❖ ФОТОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД PDT БИО-ХРОМОФОРЫ И СОВЕРШЕННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

БИО-ХРОМОФОРЫ оразработанные CHANTARELLE – это уникальные составные светочувствительных препаратов для фотодинамических терапий PDT, способны поглощать свет с определенной длиной волны. Био-хромофоры, нанесенные на место проведения процедуры, сосредоточивают свет лазера, увеличивая энергетические ресурсы в клетках, благодаря чему максимизируют эффективность метаболических процессов, а также усвоемость активных компонентов, содержащихся в препаратах.

СОВЕРШЕННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ФОТОАКТИВНЫХ ПРЕПАРАТАХ PDT

Фотоактивные препараты для фотодинамической терапии PDT, кроме особых био-хромофоров, содержат также высококонцентрированные, инновационные активные компоненты. Данные компоненты, благодаря синергии воздействия лазерного излучения, био-хромофоров, а также магнитного поля, обеспечивают спектакулярные, быстро заметные результаты процедур.

Уникальные био-хромофоры CHANTARELLE

- ◆ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
- ◆ НЕ ВЫЗЫВАЮТ ФОТОДЕРМАТОЗА
- ◆ ХОРОШО ВОСПРИНИМАЕМЫЕ КОЖЕЙ
- ◆ НЕ ВЫЗЫВАЮТ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ





ФОТОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ПРЕДЛОЖЕНИИ CHANTARELLE®:

◆ ABSOLUTE RICH MOISTURE

PDT ТЕРМО Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184230)
PDT ТЕРМО Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184330)
PDT ТЕРМО АБСОЛЮТНАЯ Абсолютная Увлажняющая Маска с Лифтинг Эффектом (CP0861)

◆ SUPERIOR YOUTH BOOST

PDT BOOST-SERUM С РЕТИНОЛОМ 0,3% ИНТЕНСИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ (CP184030)
PDT BOOST-SERUM УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ С НИАЦИНАМИДОМ И ГАМК (CP184130)
ЭФФЕКТИВНАЯ РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ BOOST-МАСКА С НИАЦИНАМИДОМ (CP0859)

◆ PLANT PLASMA

PDT СЫВОРОТКА EGF PLANT PLASMA STRONG REPAIR BOOSTER с Эпидермальным Фактором Роста EGF (CP189301, CP189302)
PDT СЫВОРОТКА TGF- β 2 PLANT PLASMA STRONG COLLAGEN BOOSTER с Трансформирующим Фактором Роста TGF- β 2 (CP189401, CP189402)

◆ SEBUMELAN HOLISTIC

PDT THERMO Антибактериальная, Осветляюще-Нормализующая Сыворотка pH 4,5 (CP1895)

◆ AGEMELAN HOLISTIC

PDT THERMO Осветляюще-омолаживающая сыворотка pH 4,5 для лица и шеи (CP1891)
PDT THERMO Осветляюще-омолаживающая сыворотка pH 4,5 для декольте и тела (CP1892)
PDT LIP VOLUME Сыворотка увеличивающая объем губ (CP0636)
PDT THERMO Осветляюще-омолаживающая сыворотка pH 4,5 для кожи вокруг глаз (CP0637)

◆ PLATINUM PEEL&CURE

Платиновый Blend-Пилинг MELANER 46% pH 3,0 (CP055150)
Платиновый Blend-Пилинг RETINOLOGIC 45% pH 3,0 (CP055250)
Платиновый Blend-Пилинг SENSITER 45,5% pH 3,2 (CP055350)
Платиновый Blend-Пилинг AGE CLINIC 52% pH 3,2 (CP055450)
Фотодинамическая Ультра-Регенерирующая Платиновая Маска-Компресс (CP0856)
Фотодинамический платиновый массажный гель (CP1783)

◆ BLACK ESSENTIAL

СЫВОРОТКА Витамин С 20% (CP186830)
СЫВОРОТКА с Промотором Витамина Д (CP186930)
СЫВОРОТКА Объемный Лифтинг Кожи Лица и Моделирование Подбородка (CP185030)
СЫВОРОТКА Пептидно-Гиалуроновый Наполнитель Морщин (CP185230)
СЫВОРОТКА Реконструкция Коллагена (CP185130)
СЫВОРОТКА Фундаментальное Омоложение Кожи Лица и Груди у Зрелых Женщин (CP185330)
СЫВОРОТКА Регулирование и Уменьшение Выделения Себума (CP185730)
СЫВОРОТКА Уменьшение Эритемы и Покраснений (CP185830)
СЫВОРОТКА Уменьшение Морщин и Темных Кругов под Глазами (CP185530)
СЫВОРОТКА Обновление Кожи Рук и Ногтевых Пластинон (CP185630)
СЫВОРОТКА Депигментация и Уменьшение Покраснений Различного Происхождения (CP185930)
СЫВОРОТКА Уменьшение Растважек с Регенерирующими Пептидами (CP186330)
СЫВОРОТКА Уменьшение Рубцов (CP186430)
СЫВОРОТКА Уход за Кожей Головы – Против Выпадания Волос (CP186530)
СЫВОРОТКА Замедление роста волос (CP186630)
СЫВОРОТКА Уменьшение дискомфорта «тяжелых ног», а также для диабетических стоп (CP186230)

◆ REGENEVIA DNA

ДНК-Коктейль А.Г.Е. Регенерация Коллагена, против гликации, омолаживающий, антиоксидантный (CP1890)
ДНК-Коктейль для Кожи Вокруг Глаз Клеточная Регенерация, против морщин, теней и отеков, антиоксидантный (CP1888)

◆ LIFT PEPTANGO R

Фотоактивный Лифтинг-Пилинг R с фитиновой кислотой 10 % pH 5,0 (CP0540)
PDT Фотодинамический Пептидный Концентрат R 25% (CP1145)

◆ FERULASHI Омолаживающий Набор с Феруловой и Шикимовой Кислотами (CP0527)

◆ RETINOCAL PURE PDT UV RETINOCAL PURE Набор Против Признаков Акне (CP0535)



LASER R - 650nm MLP (CTRL1=CONTROL1) Программа + Препарат	LASER IR - 850nm MLP (CTRL2=CONTROL2) Программа + Препарат
<p>Программа 01 LIFT NECK OVAL / моделирование подбородка – программа UNI PLANT PLASMA PDT SERUM EGF (CP18930) PLANT PLASMA PDT SERUM TGF-β2 (CP18940)</p> <p>BLACK ESSENTIAL LIFT OVAL Сыворотка объемный лифтинг кожи лица и моделирование подбородка (CP185030)</p> <p>Программа 04 HYALURONE DEEP WRINKLE/ MIMIC LINES REPAIR / гиалуроновый наполнитель глубоких и мимических морщин – программа UNI PLANT PLASMA PDT SERUM EGF (CP18930) PLANT PLASMA PDT SERUM TGF-β2 (CP18940)</p> <p>AGEMELAN HOLISTIC PDT Сыворотка увеличивающая объем губ (CP0636) AGEMELAN HOLISTIC PDT THERMO Осветляюще-омолаживающая сыворотка pH 4,5 для кожи вокруг глаз (CP0637)</p> <p>BLACK ESSENTIAL PEPTO-HYA Сыворотка Пептидно-Гиалуроновый Наполнитель Морщин (CP185230)</p> <p>SUPERIOR YOUTH BOOST PDT BOOST-SERUM с ретинолом 0,3% интенсивная регенерация для кожи лица и шеи (CP184030) SUPERIOR YOUTH BOOST PDT BOOST-SERUM укрепляющий заполнитель морщин для лица и шеи с Ниацинамидом и Гамк (CP184130) SUPERIOR YOUTH BOOST Эффективная Разглаживающая Регенерирующая BOOST-MACKA с Ниацинамидом (CP0859)</p> <p>ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184230) ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184330) ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO АБСОЛЮТНАЯ Абсолютная Увлажняющая Маска с Лифтинг Эффектом (CP0861)</p>	<p>Программа 02 LIFT FACE OVAL / моделирование контура лица – программа UNI BLACK ESSENTIAL LIFT OVAL Сыворотка объемный лифтинг кожи лица и моделирование подбородка (CP185030)</p> <p>Программа 03 COLLAGEN FILLER/ WRINKLE MESH/ коллагеновый наполнитель глубоких морщин – программа UNI BLACK ESSENTIAL COLLAGEN RESTRUCTURE Сыворотка Реконструкция Коллагена (CP185130)</p> <p>SUPERIOR YOUTH BOOST PDT BOOST-SERUM с ретинолом 0,3% интенсивная регенерация для кожи лица и шеи (CP184030) SUPERIOR YOUTH BOOST PDT BOOST-SERUM укрепляющий заполнитель морщин для лица и шеи с Ниацинамидом и Гамк (CP184130) SUPERIOR YOUTH BOOST Эффективная Разглаживающая Регенерирующая BOOST-MACKA с Ниацинамидом (CP0859)</p> <p>ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184230) ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184330) ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO АБСОЛЮТНАЯ Абсолютная Увлажняющая Маска с Лифтинг Эффектом (CP0861)</p>
<p>Программа 06 SKIN RE-STRUCTURE/ PHYTOESTROGENE/ реструктуризация кожи лица/фитоэстрогены – программа для женщин</p> <p>BLACK ESSENTIAL ESTRO-YOUTH СЫВОРОТКА Фундаментальное Омоложение Кожи Лица и Груди у Зрелых Женщин (CP185330) BLACK ESSENTIAL Vitamin D Booster Сыворотка с Промотором Витамина Д (CP186930)</p> <p>ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184230) ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184330) ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO АБСОЛЮТНАЯ Абсолютная Увлажняющая Маска с Лифтинг Эффектом (CP0861)</p> <p>Программа 07 BUST PUSH UP/ PHYTOESTROGENE/ моделирование бюста/ фитоэстрогены – программа для женщин BLACK ESSENTIAL ESTRO-YOUTH Сыворотка Фундаментальное Омоложение Кожи Лица и Груди у Зрелых Женщин (CP185330)</p>	<p>Программа 05 HYALURONE WRINKLE FILLER/ REJUVENATION/ гиалуроновый наполнитель морщин, омоложение – программа UNI BLACK ESSENTIAL PEPTO-HYA Сыворотка Пептидно-Гиалуроновый Наполнитель Морщин (CP185230)</p> <p>ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184230) ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184330) ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO АБСОЛЮТНАЯ Абсолютная Увлажняющая Маска с Лифтинг Эффектом (CP0861)</p> <p>Программа 08 MEN SKIN RENEWAL& RE-VITALITY/ увлажнение и восстановление кожи мужчин – программа для мужчин BLACK ESSENTIAL VITAMIN C 20% Сыворотка Витамин С 20% (CP186830) BLACK ESSENTIAL VITAMIN D Сыворотка Витамин D (CP186930)</p>
<p>Программа 09 EYE-PRO ANTI-WRINKLE/ANTI-DARKNESS/ Кожа вокруг глаз/ уменьшение морщин и темных кругов под глазами – программа UNI BLACK ESSENTIAL EYE-PRO Сыворотка Уменьшение Морщин и Темных Кругов под Глазами (CP185530)</p>	<p>Программа 12 IMMUNO ANTI-REDNESS/ программа IMMUNO уменьшает эритемы и покраснение – программа UNI BLACK ESSENTIAL ANTI-REDNESS Сыворотка Уменьшение Эритемы и Покраснений (CP185830)</p> <p>ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184230) ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO Абсолютная Увлажняющая Церамидная Сыворотка (CP184330) ABSOLUTE RICH MOISTURE PDT TERMO АБСОЛЮТНАЯ Абсолютная Увлажняющая Маска с Лифтинг Эффектом (CP0861)</p>
<p>Программа 10 NEW SKIN ANTI-WRINKLE/ HANDS& NAILS/ обновление кожи рук и ногтевых пластинок – программа UNI BLACK ESSENTIAL HAND & NAILS Сыворотка Обновление Кожи Рук и Ногтевых Пластинок (CP185630)</p>	<p>Программа 14 DEPIGMENTATION /HYPERCHROMA/ депигментация, пигментные пятна – большие участки кожи, старые пятна – программа UNI AGEMELAN HOLISTIC PDT THERMO Осветляюще-омолаживающая сыворотка pH 4,5 для лица и шеи (CP1891) AGEMELAN HOLISTIC PDT THERMO Осветляюще-омолаживающая сыворотка pH 4,5 для декольте и тела (CP1892)</p> <p>BLACK ESSENTIAL DEPIGMENTARY Сыворотка Депигментация и Уменьшение Покраснений Различного Происхождения (CP185930)</p>
<p>Программа 11 SEBOREGULATION/ ACNE/ KERATOSIS/ себорегуляция / акне/ кератоз – программа UNI BLACK ESSENTIAL SEBOREG СЫВОРОТКА Регулирование и Уменьшение Выделения Себума (CP185730) BLACK ESSENTIAL VITAMIN C 20% Сыворотка Витамин С 20% (CP186830)</p>	<p>Программа 17 SLIM- ACTION/ ANTI- CELLULITE/ антицеллюлит, похудение – программа для женщин 1. THERMO-MODELLING Антицеллюлитный Гель-Концентрат (CD1884) 2. PLATINUM PEEL&CURE PDT Фотодинамический платиновый массажный гель (CP1783)</p>

SEBUMELAN HOLISTIC PDT Антибактериальная, Осветляюще-Нормализующая Сыворотка pH 4,5 (CP1895)	
Программа 13 DEPIGMENTATION/ MELANOSE/ депигментация / меланоз – программа UNI BLACK ESSENTIAL DEPIGMENTARY Сыворотка Депигментация и Уменьшение Покраснений Различного Происхождения (CP185930) BLACK ESSENTIAL VITAMIN C 20% Сыворотка Витамин C 20% (CP186830)	Программа 20 ANTI-STRIAE/ STRETCH MARKS/ уменьшение растяжек и рубцов – программа для мужчин BLACK ESSENTIAL ANTI STRETCH MARKS Сыворотка Уменьшение Растворяющих Регенерирующими Пептидами (CP186330)
Программа 15 VITILIGO HYPOPIGMENTATION/ приобретенный альбинизм/ Vitiligo – программа UNI AGEMELAN HOLISTIC PDT THERMO Осветляюще-омолаживающая сыворотка pH 4,5 для лица и шеи (CP1891) AGEMELAN HOLISTIC PDT THERMO Осветляюще-омолаживающая сыворотка pH 4,5 для декольте и тела (CP1892)	Программа 24 HAIR GROW INHIBITION/BODY/ замедление роста волос/ тело – программа UNI BLACK ESSENTIAL HAIR GROWTH INHIBITION Сыворотка Замедление Роста Волос (CP186630)
Программа 16 SLIM-ACTION/ DRAINAGE/ лимфатический дренаж/ похудение – программа UNI 1. THERMO-MODELLING Гель-Концентрат для Похудения (CD1882) 2. PLATINUM PEEL&CURE PDT Фотодинамический платиновый массажный гель (CP1783)	
Программа 18 LEG DRAINAGE HEAVY/ DIABETIC FOOT/ уменьшение дискомфорта «тяжелых ног», а также для диабетических стоп – программа UNI BLACK ESSENTIAL HEAVY LEG Сыворотка Уменьшение Дискомфорта «Тяжелых Ног», А Также Для Диабетических Стоп (CP186230)	Нажать и придерживать кнопку M – пока не изменится продолжительность процедуры и/или не изменится сила магнитного поля (9%) Кнопки ◀ или ▶ – переход/ выбор программ Кнопка CONTROL1 или CONTROL2 – управление работой зондов (гнездо OUT.1 или гнездо OUT.2)
Программа 19 ANTI-STRIAE/ STRETCH MARKS/ уменьшение растяжек – программа для женщин BLACK ESSENTIAL ANTI STRETCH MARKS Сыворотка Уменьшение Растворяющих Регенерирующимися Пептидами (CP186330)	ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ переключать/ отключать зонды во время работы аппарата. Безусловно следует использовать защитные очки для клиента.
Программа 21 SCAR LEVELLING/ REPAIR/ уменьшение рубцов – программа UNI BLACK ESSENTIAL SCAR REPAIR Сыворотка Уменьшение Рубцов (CP186430) SEBUMELAN HOLISTIC PDT Антибактериальная, Осветляюще-Нормализующая Сыворотка pH 4,5 (CP1895)	
Программа 22 SCALP SKIN CARE/ HAIR THINNING/ УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ – ПРОТИВ ВЫПАДАНИЯ ВОЛОС – программа UNI BLACK ESSENTIAL SCALP CARE/PRO HAIR GROWTH Сыворотка Уход за Кожей Головы – Против Выпадания Волос (CP186530)	
Программа 23 HAIR GROW INHIBITION/ FACE/ ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС на коже лица – программа для женщин BLACK ESSENTIAL HAIR GROWTH INHIBITION Сыворотка Замедление Роста Волос (CP186630)	
LASER UV - 420nm MLP (CTRL2=CONTROL2)	
<p>Программа P25 LIFT FACE AND EYE/ лифтинг лица, направленный, прежде всего, на уход за кожей вокруг глаз и кожей шеи – программа UNI BLACK ESSENTIAL EYE-PRO Сыворотка Уменьшение Морщин и Темных Кругов под Глазами (CP185530)</p> <p>REGENEVIA DNA A.G.E. ДНК-Коктейль А.Г.Е. Регенерация Коллагена, против гликации, омолаживающий, антиоксидантный (CP1890)</p> <p>REGENEVIA DNA ДНК-Коктейль для Кожи Вокруг Глаз Клеточная Регенерация, против морщин, теней и отеков, антиоксидантный (CP1888)</p> <p>LIFT PEPTANGO R PDT Фотоактивный Лифтинг-Пилинг R с фитиновой кислотой 10% pH 5,0 (CP0540) LIFT PEPTANGO R PDT Фотодинамический Пептидный Концентрат R 25% (CP1145)</p> <p>PLATINUM PEEL&CURE Melaner 46% pH 3,0 (CP055150) PLATINUM PEEL&CURE Retinologic 45% pH 3,0 (CP055250) PLATINUM PEEL&CURE Sensiter 45,5% pH 3,2 (CP055350) PLATINUM PEEL&CURE Age Clinic 52% pH 3,2 (CP055450) PLATINUM PEEL&CURE Фотодинамическая Ультра-Регенерирующая Платиновая Маска-Компресс (CP0856)</p>	
<p>Программа P26 ACNE/KERATOSIS/ акне и нарушения процессов кератинизации (все виды и степени тяжести) – программа UNI RETINOCAL PURE PDT UV Набор Против Признаков Акне (CP0535)</p> <p>PLATINUM PEEL&CURE Melaner 46% pH 3,0 (CP055150) PLATINUM PEEL&CURE Retinologic 45% pH 3,0 (CP055250) PLATINUM PEEL&CURE Sensiter 45,5% pH 3,2 (CP055350)</p>	
<p>Программа P27 ANTI-REDNESS/ATOPIC DERMATITIS/ покраснение и признаки воспалительных изменений разной этиологии, кожа чувствительная, с признаками атопического дерматита – программа UNI FERULASHI PDT UV Омолаживающий Набор с Феруловой и Шикимовой Кислотами (CP0527)</p> <p>PLATINUM PEEL&CURE Melaner 46% pH 3,0 (CP055150) PLATINUM PEEL&CURE Retinologic 45% pH 3,0 (CP055250) PLATINUM PEEL&CURE Sensiter 45,5% pH 3,2 (CP055350)</p>	
LASER IR - 808nm MLP (CTRL2=CONTROL2)	
<p>Программа P28 HAIR GROW INHIBITION/FACE AND BODY/ специальная программа, разработанная против нежелательных волос на лице и теле – программа UNI BLACK ESSENTIAL HAIR GROWTH INHIBITION Сыворотка Замедление Роста Волос (CP186630)</p>	